

ANTIMICROBIANOS				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908610 11,53€	ACTICOAT FLEX	Apósito <b>antimicrobiano</b> . Plata iónica nanocristalina en malla <b>10 x 20 cm</b>	Úlceras y heridas infectadas	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 2 - 3 días No usar en pacientes sometidos a exploración RMN Puede causar decoloración transitoria de la piel. Humedecer con agua potable o destilada. No utilizar junto con colagenasa. <a href="#">Ver más &gt;&gt;</a>
908868 1,75€	ACTISORB PLUS 25 SYSTAGENIX	Apósito <b>antimicrobiano</b> . Plata iónica en placa de carbón <b>10 x 10 cm</b>	Úlceras y heridas con riesgo de infección y/o con mal olor.	<u>Cambios de apósito:</u> hasta 7 días. Inicialmente cambiar el apósito c/ 1- 3 días. Se puede aplicar bajo vendaje compresivo. Plegar para introducir en heridas cavitadas. Nunca debe recortarse. No utilizar junto con colagenasa.
908859 2,02€	AQUACEL AG EXTRA	Apósito <b>antimicrobiano</b> . Plata iónica <b>2 x 45 cm</b>	Úlceras y heridas infectadas o con riesgo elevado de infección con nivel de exudado moderado y/o alto.	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 2-3 días Precaución al retirarlo de las heridas cavitadas para conservar la integridad del apósito. No utilizar junto con colagenasa.
908856 2,19€		Apósito <b>antimicrobiano</b> . Plata iónica <b>10 x 10 cm</b>		
908356	EXUFIBER AG	Apósito antimicrobiano plata iónica fibras gelificantes <b>10*10</b>	Úlceras y heridas infectadas o con colonización crítica con nivel de exudado de moderado a muy abundante	No está indicado en heridas secas o en quemaduras de espesor total.
908446 4.62€	URGOCLEAN AG	Apósito desbridante antimicrobiano con sulfato de plata, tecnología TLC (Tecnología Lípido-coloide), en soporte de fibras poliabsorbentes (poliacrilato de amonio) de alto nivel de absorción y cohesión <b>10*10 cm</b>	Indicado en el tratamiento local de úlceras exudativas crónicas (úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético) y agudas (quemaduras, heridas traumáticas, heridas quirúrgicas,) y con riesgo o signos de infección local, desde la fase de desbridamiento	

LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.  
CONCURSO 2022 VERSION 2.0

908688 4,27 €	IODOSORB DRESSING	Apósito antimicrobiano. <b>cadexómero yodado</b> en placa aprox 4 x 6 cm	Úlceras y heridas infectadas o con riesgo elevado de infección.	<u>Cambios de apósito:</u> Cuando el color sea blanquecino. No secar la herida tras la limpieza. Retirar las mallas blancas para su aplicación. Utilizar guantes estériles para su manipulación. No utilizar junto con colagenasa.
908312 8,8 €	IODOSORB POWDER	Apósito antimicrobiano <b>cadexómero yodado</b> en polvo 3gr		
908675 8,8 €	IODOSORB OINTMENT	Apósito antimicrobiano <b>cadexómero yodado</b> en pomada 10gr		
908782 3,3 €	CUTIMED SORBACT MALLA	Apósito antimicrobiano DACC en malla aproximado <b>7x9cm</b>	Úlceras y heridas infectadas o con riesgo elevado de infección. O pacientes con alergias a la plata o al Yodo	Capta irreversiblemente y elimina las bacterias y hongos patógenos presentes en heridas infectadas o contaminadas, reduciendo la carga bacteriana en la herida y favoreciendo la creación de las condiciones óptimas para el proceso natural de cicatrización. <u>Ver más &gt;&gt;</u>
908633 6,05 €	MEPILEX AG	Apósito <b>antimicrobiano</b> . Plata iónica con carbón <b>espuma polimérica</b> sin borde <b>15 x 15 cm</b>	Úlceras y heridas infectadas.	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 2-3 días No usar durante los tratamientos de radioterapia, rayos X, ultra-sonidos, RMN y diatérmicas. No usar junto agentes oxidantes: soluciones de hipocloritos o peróxido de hidrógeno. No utilizar junto con colagenasa. <u>Ver más &gt;&gt;</u>
908656 8,08 €	PRONTOSAN	<b>Antimicrobiano</b> . PHMB solución <b>350 ml</b>	Limpieza de: heridas (mecánicas y post-operatorias), heridas crónicas, térmicas o químicas, úlceras post-radiación, fistulas, abscesos y celulitis. Catéteres urológicos y tubos de drenaje, limpieza de la piel periestomal, limpieza e irrigación intraoperatoria de heridas, humificación de vendajes y apósitos de heridas <u>Ver más &gt;&gt;</u>	
938886	GRANUDACYN	Gel de <b>ácido hipocloroso</b> y solución de ácido hipocloroso para la limpieza de la herida <b>250 ML</b>	Granudacyn® es una solución de irrigación indicada para la limpieza y humectación de heridas contaminadas, crónicas y agudas, y quemaduras de primer y segundo grado. El ácido hipocloroso (HClO) garantiza una conservación inocua, lo que convierte a Granudacyn® en una solución de irrigación de heridas fiable <u>Ver más &gt;</u> <b>CON INFORME</b>	
938877				
908411 2.06 €	AQUACEL FOAM AG	Apósito antimicrobiano Plata iónica en fibra hidrocoloide con	Úlceras y heridas infectadas o con riesgo elevado de infección.	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 2 - 3 días No utilizar junto con colagenasa.

**LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.  
 CONCURSO 2022 VERSION 2.0**

		borde adhesivo 10 x 10 cm		
908858 12,95€	<b>AQUACEL AG EXTRA</b>	Apósito antimicrobiano Plata iónica en fibra hidrocoloide en placa 20 x 30 cm	<b>CON INFORME USO HOSPITALARIO</b>	
908865 1,42€	<b>ATRAUMAN AG</b>	Apósito antimicrobiano plata iónica en malla aproximado 10x10cm		<p>Apósito de contacto formado por tul de poliamida impregnado con un ungüento de triglicéridos vegetales y plata iónica.</p> <p>Atrauman Ag garantiza una eficacia por hasta 7 días y puede utilizarse junto con otros productos para medicación, ya sean hidroactivos como tradicionales.</p> <p>Sin látex.</p> <p>Atrauman Ag actúa contra bacterias gram+ y gram- y contra bacterias resistentes a antibióticos MRSA y VRA, no provoca dolor ni deja residuos.</p> <p>Ideal para el tratamiento de lesiones de colonización aguda y lesiones infectadas y/o para profilaxis de la infección en el tratamiento de úlceras.</p>
908417 8.91€	<b>ASKINA CALGITROL</b>	Apósito antimicrobiano plata iónica en alginato en pasta aproximado 15gr	<b>CON INFORME USO HOSPITALARIO</b>	<p>Apósito estéril, compuesto por una matriz de Alginato y plata iónica en forma de pasta. Se presenta en tubos de 15 gr. Con cánula incorporada que facilita su aplicación. Indicado en la cura húmeda y térmica, de lesiones infectadas o no infectadas, de diversa etiología: Úlceras por Presión, Úlceras venosas, arteriales y neuropáticas, quemaduras de segundo grado y zonas donantes. Está indicada exclusivamente su uso externo. Una vez aplicada la capa de Askina® Calgitrol Paste sobre toda la lesión colocar y cubrir la herida con el apósito adecuado para favorecer la cura en ambiente húmedo. El efecto antibacteriano proporcionado por Askina® Calgitrol Paste se mantiene hasta 7 días.</p>
908747 5,10€	<b>MEPILEX BORDER AG</b>	Apósito antimicrobiano antiadherente con plata iónica con carbón en espuma polimérica con borde 15 x 15	Úlceras vasculares, úlceras por presión, lesiones malignas, quemaduras, heridas traumáticas y quirúrgicas con nivel de exudado moderado-alto e infección.	<p><u>Cambios de apósito:</u> c/ 2 - 3 días</p> <p>Puede usarse bajo vendaje compresivo.</p> <p>No utilizar junto con colagenasa.</p>

LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.  
CONCURSO 2022 VERSION 2.0

908577 14,29€	MEPILEX TRANSFER AG	Apósito <b>antimicrobiano</b> de espuma de poliuretano con silicona y con plata para la transferencia de exudado <b>15 x 20</b>	Úlceras con nivel exudado de bajo-muy alto con signos de colonización crítica o infección	<u>Cambios de apósito:</u> hasta 14 días permite revisión de la herida sin realizar cambio de apósito según las condiciones de la herida. Puede usarse bajo vendaje compresivo. No utilizar junto con colagenasa.
------------------	---------------------	---	---	---

ABSORCIÓN EXTRA				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
975241 0,98€	AQUACEL	Apósito de hidrocoloide fibra <b>2 x 45 cm</b>	Úlceras y heridas con exudado moderado y/o abundante. Fistulas y cavidades. Heridas que sangren.	Cambios de apósito: Cuando esté saturado, rebase los límites de la herida o máximo 7 días. Precaución al retirarlo de las heridas cavitadas para conservar la integridad del apósito.
908887 2,08€		Apósito de hidrocoloide fibra <b>10 x 10 cm</b>		
908497 2,19€	EXUFIBER	Apósito con fibras de <b>Polivinilo de Alcohol (PVA) 10 x 10 cm</b>	Úlceras y heridas con nivel de exudado de moderado a muy abundante.	No está indicado en heridas secas o en quemaduras de espesor total.
921679 2.69€	ZETUVIT PLUS SILICONE BORDER	Apósito superabsorbente adhesivo aprox <b>15x15 cm</b>	Indicado para el tratamiento de heridas con exudación de moderada hasta altamente exudativa tales como heridas agudas (heridas traumáticas, quemaduras, heridas post operatorias) y heridas crónicas (úlceras por presión, úlceras vasculares, heridas tumorales, úlceras de origen diabético y otras)	Retirar las láminas protectoras, colocar el apósito por el lado adherente sobre la herida, de forma que el lado de color verde quede en el lado opuesto a la herida. El apósito puede dejarse en la herida varios días, en función del estado de la herida y del protocolo clínico establecido. No cortar el apósito.
908941 3.27€	CONVAMAX	Aposito superabsorbente no adhesivo aproximado <b>15x15cm</b>	Apósito estéril súperabsorbente para heridas con exudado abundante	

HIDROCOLOIDES				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908535 0,57€	VARIHESIVE GEL CONTROL	Apósito de hidrocoloide en placa 10 x 10 cm	-Triple matriz de hidrocoloide: contiene gelatina, pectina y carboximetil celulosa - Impermeable - Adhesivo hidrocoloide	<u>Cambios de apósito:</u> Según el tipo de herida y el estado. Heridas superficiales con exudado escaso 2 - 5 días. Cubrir 2-3 cm de piel sana alrededor de herida. Evitar tocar la cara adhesiva con los dedos. No utilizar en úlceras con afectación de huesos, músculos o tendones ni clínicamente infectadas
908545 0.81€	VARIHESIVE EXTRAFINO	Apósito de hidrocoloide extrafino 15 x 15 cm	Heridas con escaso exudado, en la fase de epitelización. Protección de la piel en zonas de presión, roce o fricción. Desbridamiento de heridas NO infectadas	
908542 0.37€		Apósito de hidrocoloide extrafino 10 x 10 cm		

APÓSITOS DE ESPUMA DE POLIURETANO				
UCL	M COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908057 1,75€	ALLEVYN LIFE	Apósito combinado de <b>espuma hidrocelular</b> con adhesivo de silicona con borde 10,3 x 10,3	Úlceras y heridas con exudado abundante y/o muy abundante.	<u>Cambios de apósito:</u> Deben de permanecer colocados sin moverse hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 1'5 cm del borde de apósito o hasta un máximo de 7 días. No estirar durante su aplicación. No deben utilizarse junto a agentes oxidantes que contienen hipocloritos, peróxido de hidrógeno o éter. <a href="#">Ver más Allevyn Life &gt;&gt;</a>
908454 3,62€		Apósito combinado de <b>espuma hidrocelular</b> con adhesivo de silicona con borde 15,4 x 15,4		
908455 4,72€		Apósito combinado de <b>espuma hidrocelular</b> con adhesivo de silicona con borde 21 x 21		
908558 2,97€	ALLEVYN HEEL	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> anatómico de talón, no adhesivo, sin sujeción.	Protección de talones. Úlceras en fase de granulación en el talón o en partes similares.	<u>Cambios de apósito:</u> hasta 7 días, teniendo en consideración el estado clínico.

**LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.**  
**CONCURSO 2022 VERSION 2.0**

908641 4.6€	ASKINA HEEL	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO ANATOMICO DE TALON NO ADHESIVO CON SUJECION	pilotaje	
908498 2,52€	AQUACEL FOAM	Apósito de <b>espuma de Hydrofiber</b> adhesivo <b>12,5 x 12,5</b>	Úlceras y heridas con exudado moderado y/o abundante.	<u>Cambios de apósito:</u> Pueden permanecer colocados hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 1'5 cm del borde de apósito o máximo de 7 días.
908660 2.03€		Apósito de <b>espuma de Hydrofiber</b> adhesivo <b>10*10</b>		
908652 3,79€	AQUACEL FOAM	Apósito de <b>espuma de Hydrofiber</b> adhesivo <b>17,5 x 17,5</b>		
908431 6,88€	MEPILEX XT	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> con silicona sin borde con <b>multicanales de absorción 20 x 20</b>	Úlceras y heridas con exudado moderado y/o abundante.	Uso en heridas de exudado moderado y sin signos de infección. Válido para cualquier fase de la cicatrización. Realizar cambio de apósito cuando se observe saturado. Al no llevar borde, recomendable para aplicar bajo de vendas y/o escayolas.
908429 2,54€		Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> con silicona sin borde con <b>multicanales de absorción 10 x 10</b>		
908822 2,42€	BIATAIN SILICONE	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> con adhesivo de silicona c/borde <b>17,5 x 17,5</b>	Úlceras y heridas con exudado moderado y/o abundante	<u>Cambios de apósito:</u> Pueden permanecer colocados sin moverse hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 1'5 cm del borde de apósito o hasta un máximo de 7 días. No estirar durante su aplicación. No deben utilizarse junto a agentes oxidantes que contienen hipocloritos, peróxido de hidrógeno o éter.
908556 0.77 €	BIATAIN SILICONE	Apósito de espuma de poliuretano c/adhesivo de silicona en la totalidad con borde aproximado 7.5x7.5cm		
908548 0,84€	ALLEVYN GENTLE BORDER	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> fino con adhesivo de silicona con borde <b>10 x 10</b>		
908313 3,40€	MEPILEX BORDER SACRUM	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> anatómico de <b>sacro</b> , con adhesivo de silicona <b>18 x 18</b>		

908734 4,28€	<b>BIATAIN SILICON SACRO</b>	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> anatómico de <b>sacro</b> , con adhesivo de silicona 200-230 cm2 <b>23 x 23</b>		
908316 3.63 €	<b>MEPILEX BORDER FLEX</b>	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> normal flexible con adhesivo con borde <b>12.5*12.5 cm</b>		
908321 4.73€		Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> normal flexible con adhesivo con borde <b>15*20 cm</b>		
908422 4,18€	<b>MEPILEX BORDER FLEX OVAL</b>	Apósito de <b>espuma de poliuretano ovalado elástico</b> con adhesivo de silicona con borde <b>13 x16</b>		
908423 4,83€		Apósito de <b>espuma de poliuretano ovalado elástico</b> con adhesivo de silicona con borde <b>15 x19</b>		
908428 2.42€	<b>URGOTUL ABSORB BORDER SILICONE</b>	Apósito de <b>espuma de poliuretano</b> normal con adhesivo de formulación suave con borde de silicona <b>13x13</b>		

GELES, HIDROGELES E HIDRO-DETERSIVOS				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908472 4,4€	URGOCLEAN	Apósito <b>hidro-detersivo</b> absorbente <b>10 x 10 cm</b>	Fase de desbridamiento de úlceras y heridas exudativas.	<u>Cambio de apósito:</u> c/ 1 a 2 días durante la fase de desbridamiento, y luego con la frecuencia que se requiera (hasta 7 días) No mezclar con pomadas. No utilizar en combinación con peróxido de hidrogeno, antisépticos órgano-mercúricos o hexamidina. No utilizar el producto como esponja quirúrgica heridas de sangrado profuso.
908568 0,06€	INTRASITE GEL	<b>Hidrogel</b> en gel <b>15 gr.</b>	Úlceras y heridas secas, con esfacelos o tejido necrótico, en fase de granulación y epitelización.	<u>Frecuencia de aplicación:</u> c/ 2-3 días. Combinado con Colagenasa potencia acción desbridante.
908557 2,46€	INTRASITE CONFORMABLE	Apósito de <b>hidrogel</b> en malla <b>10 x 20 cm</b>	Heridas crónicas con tejido necrótico y/o esfacelos o tejido de granulación, especialmente profundas o cavitadas, UPP o heridas quirúrgicas abiertas.	<u>Frecuencia de aplicación:</u> máximo c/ 3 días. Aplicar el apósito directo hasta cubrir la herida. <a href="#">Ver más &gt;&gt;</a>
908845 7,80€	HIDROCLEAN ADVANCE	Apósito salino en placa o compresa <b>7,5 x 7,5 cm</b>	Úlceras y heridas en fase Inflamatoria, con necrosis, infección o fibrina.	<u>Cambios de apósito:</u> cada 48-72 horas. Aplicar la cara blanca en contacto con el lecho de la herida, las líneas verdes (capa impermeable) deben quedar arriba. La forma Cavity se utiliza en cavidades y ambas caras (blancas) son iguales. No cortar ni mezclar con pomadas o antisépticos.
908847 6,15€	HIDROCLEAN ADVANCE 4*4	Apósito salino en placa o compresa, para cavidades diámetro <b>4 x 4 cm</b>		
908344	HIDROCLEAN ADVANCE MINI	apósito salino en placa o compresa para cavidades diámetro <b>APROX 3 CM</b>		

ANTIADHERENTES				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908575 2,03€	URGOTUL FLEX	Apósito hidrocoloide reticular incorporado en el entramado en malla no oclusiva <b>10 x 10 cm</b>	Úlceras y heridas en la etapa de granulación y epitelización. Control de la epidermólisis bullosa. Lesiones anfractuosas o de difícil localización y heridas cavitadas.	Cambios de apósito: c/ 2- 4 días y hasta 7 días en función de la herida. Humedecer los guantes con solución salina, para facilitar la manipulación del apósito. En caso de lesiones profundas, dejar una parte del apósito visible y accesible al exterior de la lesión.
908570 4,28€	CUTICELL CONTACT	Apósito reticular de silicona en una sola cara <b>13 x 15 cm</b>	Úlceras y heridas en la etapa de granulación y epitelización.	Cambios de apósito: c/ 5 días. Si el apósito secundario se satura antes, cambiarlo conservando el cuticell. Precaución: El uso en quemaduras tratadas con injertos mallados o después de un "resurfacing" facial puede dejar marcas, si no se usa adecuadamente. Humedecer los guantes con solución salina, para facilitar su manipulación.
908812 1,75€	ADAPTIC DIGIT IZASA	Apósito impregnado reticular anatómico de dedo <b>pequeño 2ø</b>	Lesiones en los dedos: laceraciones, pequeñas quemaduras, fracturas, aplastamientos, uñeros.	Quitar la tira brillante del dorso del apósito. Colocar los anillos sobre la punta del dedo y extender suavemente la malla no adherente. Cubrir y ajustar la malla al dedo. Desenrollar hacia abajo el anillo inferior del vendaje tubular y después el superior para formar una doble capa de protección.
908813 1,75€		Apósito <b>mediano 2,4ø</b>		
908814 1,91€		Apósito <b>Grande 2,8 ø</b>		

MODULADORES DE LAS PROTEASAS				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908619 6,70€	PROMOGRAN	Apósito <b>modulador de proteasas</b> en matriz <b>28 cm2</b>	Úlceras y heridas que cicatrizan por segunda intención y libres de tejido necrótico.	<p><u>Cambios de apósito:</u> c/ 2-3 días en función del volumen de exudado. Puede utilizarse bajo terapia compresiva. En lesiones con bajo nivel de exudado, humedecer el apósito con solución salina. <a href="#">Ver más &gt;&gt;</a></p>
908766 8,57€	PROMOGRAN PRISMA	Apósito <b>modulador de proteasas</b> en matriz, <b>antimicrobiano</b> con plata <b>28 cm2</b>	Úlceras y heridas con signos de infección que cicatrizan por segunda intención y libres de tejido necrótico.	
908702 6,38€	URGOSTART	Apósito <b>modulador de metaloproteasas</b> en placa con <b>espuma de poliuretano 10x10 cm</b>	Heridas crónicas en fase de granulación con nivel exudado moderado - alto	<p>Cambios de apósito: C/ 2-4 días hasta 7 días durante 4-5 semanas. No utilizar si sospecha infección.</p>
908905 6,46€	URGOSTART CONTACT	Apósito <b>modulador de metaloproteasas</b> en matriz, malla <b>10 x 10 cm</b>	Heridas crónicas en fase de granulación con escaso nivel de exudado	
908420 4,62€	URGOSTART PLUS BORDER	Apósito <b>modulador de metaloproteasas</b> en matriz, malla <b>8 x 8 cm con border</b>		
908055 6,46€	URGOSTART BORDER	Apósito absorbente adhesivo de tipo hidrocélular con matriz <b>TLC NOSF micro-adherente 13 x 13 cm</b>	Heridas crónicas en fase de granulación con nivel exudado moderado - alto	

LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.  
CONCURSO 2022 VERSION 2.0

COLÁGENO				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908396 5,06€	CUTIMED EPIONA	Apósito 100% colágeno equino 5x 5 cm	Lesiones que cicatrizan por segunda intención en fase de granulación y epitelización.	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 2 o 3 días. Espolvorear o aplicar mediante espátula, formando una película húmeda y uniforme. No se recomienda la utilización conjunta con colagenasa.
APÓSITOS BIOACTIVOS				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908631 2,37€	TRIONIC	Apósito <b>bioactivo iónico</b> en placa 10 x 10	Heridas con exudado moderado – abundante: UPP, úlceras de extremidad inferior, úlceras del pie diabético, dehiscencia postoperatoria de heridas cutáneas, muñón tras amputación, abscesos, zonas donantes y quemaduras.	<u>Cambios de apósito:</u> c/ 1 - 2 días No utilizar en heridas infectadas.
CUIDADO DE LA PIEL				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
908622 4,84€	SILESE SPRAY	Película no irritante de copolímero acrílico en spray 50 ml	Piel irritada por fluidos corporales. Protección de: piel perilesional, periostomal, piel sensible y frágil frente a apósitos adhesivos, piel dañada. En puntos de fijación, para tubos de drenaje y catéteres externos.	En zonas con pliegues cutáneos o de contacto piel con piel, alise los pliegues para aplicar la película y deje que ésta se seque antes de permitir el retorno de la piel a su posición normal. El tiempo de re-aplicación dependerá de la frecuencia de la limpieza y del cambio de apósitos y otros dispositivos adhesivos, pudiéndose mantener su actividad y protección hasta 2-3 días posterior a su aplicación.

**LISTADO DE APÓSITOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.  
 CONCURSO 2022 VERSION 2.0**

908743 2,60€	CORPITOL LECHE	Ácidos grasos hiperoxigenados Leche / emulsión 40 – 60 ml	Piel seca, frágil, fina y escamosa, en las personas mayores. Atrofas cutáneas de insuficiencias vasculares o de origen yatrogénico Dermatitis de estasis, dermatitis irritativas con prurito, secundarias a estados de gran sequedad, fisuras e hiperqueratosis localizada sobre todo en el paciente diabético.	Frecuencia de aplicación: Realizar una suave extensión del producto para favorecer su rápida absorción. Repetir esta aplicación de 2- 3 al día. <a href="#">Ver más &gt;&gt;</a>
908886 1.99€	CORPITOL ACEITE	Ácidos grasos hiperoxigenados en aceite aproximado 50-60ml		
908625 4.36€	MOLICARE SKIN ESPUMA LIMPIEZA	Limpieza de piel frágil en líquido 400 ml	Limpieza de materia fecal, orina y/o restos de la cremas barrera.	
908840 8,02€	MEPIFORM	Apósito de silicona en lámina 4 x 30 cm	Tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides.  <b>CON INFORME</b>	Cortar la lámina dejando 1 cm. sobrepasando la cicatriz. Comprobar que área esté seca. No estirar al aplicar. Cambios de apósito: retirar una vez al día para inspeccionar y limpiar la piel, reutilizar lámina y cambiarla c/ 3-7 días. Precaución con maceración o erupción. <a href="#">Ver más</a>
908507 0,20€	TEGADERM FILM	Apósito de film de poliuretano 10 x 12 cm	Úlceras y heridas con exudado escaso o nulo. Zonas de la piel que requieren impermeabilización. Como apósito secundario de apósitos no adhesivos.	No estirar durante su aplicación. La tensión puede ocasionar trauma mecánico en la piel. Aplicar sobre piel seca y sin residuos para evitar irritación y conseguir una buena adhesión. Evitar formación de arrugas.
908659 0.44€	LEUKOMED FILM	Sistema de fijación de vías centrales grande 8,5 x 11,5 cm	Apósito de fijación de vías	
908533 0.20€	3M TEGADERM FILM.	Apósito fijación de vías periféricas adulto 6x7 cm		
908595 0.29€	IV 3000 HAND PORTED	Sistema de fijación de vías periféricas adulto 6,5x8,5 cm		

TERAPIA DE COMPRESIÓN EN MIEMBROS INFERIORES				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	CONTINUA	
907095 2,29€	COMPRILAN	Venda de compresión, tracción corta 8 cm x 5 m	<p>Tratamiento de úlceras venosas de pierna y la reducción de los edemas de la insuficiencia venosa asociada.</p> <p><b>Contraindicado</b> en: Microangiopatía diabética, flebitis isquémica, trombosis séptica, afecciones arteriales o el ITB&lt;0,8.</p>	<p>Antes de aplicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar ITB y comprobar que es &gt; 0.8</li> <li>• Proteger prominencias óseas.</li> <li>• Medir la circunferencia del tobillo para elegir el kit adecuado.</li> <li>• Colocar preferentemente por la mañana al levantarse o después de elevar las piernas del durante una hora.</li> <li>• Seguir las instrucciones de aplicación recomendadas por el fabricante.</li> </ul> <p><a href="#">Ver más</a></p>
907096 2.92€		Venda de compresión, tracción corta 10 cm x 5 m		
908592 17,05€ Informe	VENDAS URGOK2	Sistemas de compresión multicapa. En set compuesto por 2 vendas 25-32 cm		
908593 17,05€ Informe		Sistemas de compresión multicapa. En set compuesto por 2 vendas 18-25 cm		
908933 18.15€	VENDA URGO K2 LITE	Sistemas de compresión multicapa de 20mmhg en set compuesto por 2 vendas 18-25cm		
908932 18,15€		Sistemas de compresión multicapa de 20mmhg en set compuesto por 2 vendas 25-32cm		

APÓSITOS POSTQUIRÚRGICOS				
CÓDIGO UCL	MARCA COMERCIAL	DESCRIPCIÓN		RECOMENDACIONES
908803 8,90€	AQUACEL AG SURGICAL	Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con iones de plata aprox <b>9 x 15 cm</b>	Heridas postoperatorias  <b>USO HOSPITALARIO.</b>	<p><u>Cambios de apósito:</u> Si se observa abundante exudado o mal estado de la herida. Permite supervisar el progreso de la herida con la frecuencia que desee sin cambiar de apósito.</p> <p>No utilizar bajo compresión. Utilizar solamente sobre piel seca.</p> <p>Al retirar el apósito podrían observarse en la piel, marcas del diseño de la almohadilla, desaparecerán al cabo de unas horas</p>
908804 10,66€		Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con iones de plata aprox <b>9 x 25 cm</b>		
908805 12,71€		Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con iones de plata aprox <b>9 x 35 cm</b>		
908801 1,09€	OPSITE POST OP VISIBLE	Apósito postquirúrgico de poliuretano transparente <b>8 x 10 cm</b>	HERIDAS POSTOPERATORIAS	
908802 1,42€		Apósito postquirúrgico <b>15 x 10 cm</b>		
908457 8,9 €	MEPILEX BORDER POST OP	Apósito postquirúrgico de fibra absorbente flexible aprox. <b>10 x 30 cm</b>		
908456 5,87 €		Apósito postquirúrgico de fibra absorbente flexible aprox. <b>10 x 20 cm</b>		